

Wb、Elisa用抗Ube4Bモノクローナル抗体 - O95155

商品番号: CM0003330



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗UBE4Bウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。ユビキチン・プロテアソームおよび筋タンパク質分解の研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE4B ウサギmAb
備考/別名	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10277
遺伝子ID	10277
免疫原	合成ペプチド ヒトUBE4B (O95155) のアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95155
タンパク質重量	146 kDa
配送	保冷バッグ