

Wb、Elisa用Anti-Ube4Bウサギポリクローナル抗体 - O95155

商品番号: CM0020496



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用UBE4Bウサギポリクローナル抗体。タンパク質のユビキチン化およびミオシン構築に関与するユビキチン結合因子E4Bである、ヒトおよびマウスのUBE4Bを検出します。神経変性および筋生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE4BウサギpAb
備考／別名	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10277
GeneID	10277
免疫原	ヒトUBE4B (NP_006039.2) のアミノ酸130～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95155
タンパク質分子量	146kDa
輸送	保冷バッグ