

Anti-Ubiad1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y5Z9

商品番号: CM0028806

前書き

ヒトUBIAD1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。37 kDaのバンドを検出可能です。メナキノン-4およびコエンザイムQ10生合成経路の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBIAD1 Rabbit pAb
別名	SCCD; TERE1; UBIAD1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29914
遺伝子ID	29914
免疫原	ヒトUBIAD1 (NP_037451.1) のアミノ酸1-100番領域に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9Y5Z9
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤