

抗ユビキリン-2 ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - Q9Uhd9

商品番号: CM0029004



前書き

ヒトUbiquilin-2 (UBQLN2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで利用可能で、マウスと交差反応します。ユビキチン-

プロテアソーム経路、オートファジー、ERAD経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBQLN2 Rabbit pAb
別名	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29978
遺伝子ID	29978
免疫原	ヒトUBQLN2 (NP_038472.2) のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UHD9
タンパク質分子量	66kDa
配送方法	保冷剤