


## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ユビキチン ウサギモノクローナル抗体 - P0Cg47

商品番号: CM0002531



### 前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗ユビキチンウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応し、広範な交差反応性が予測されます。ユビキチン-プロテアソーム系および細胞シグナル伝達研究に適しています。CamelBioのワンストップIVDプラットフォームを通じて調達。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | ユビキチン ウサギ mAb                                       |
| 備考/別名      | HEL-S-50; ユビキチン                                     |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7314                                                |
| 遺伝子ID      | 7314                                                |
| 免疫原        | ヒトユビキチン (AAH46123.1) のアミノ酸1-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                           |
| 適用方法       | WB、IHC-P、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲に予測)                             |
| SWISS      | P0CG47                                              |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                               |
| 発送         | 保冷バッグ                                               |