


Anti-Ubl3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O95164

商品番号: CM0028509



前書き

ヒトUBL3（ユビキチン様タンパク質3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。膜結合型ユビキチン様タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBL3 Rabbit pAb
備考/別名	HCG-1; PNSCl; UBL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5412
GeneID	5412
免疫原	ヒトUBL3 (NP_009037.1) のアミノ酸1-117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95164
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋