


Wb、Ip、Elisa用 抗Ubl4Aラビットポリクローナル抗体 - P11441

商品番号: CM0028991



前書き

ヒトUBL4Aに対するラビットポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。UBL4Aは、タンパク質品質管理とテールアンカー型タンパク質の輸送に関与するBAG6複合体の重要な構成要素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBL4A Rabbit pAb
備考/別名	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8266
遺伝子ID	8266
免疫原	ヒトUBL4A (NP_055050.1) のアミノ酸1-157に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11441
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋