


WbおよびElisa用抗Ubl5ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzl1

商品番号: CM0024427



前書き

ヒトUBL5（HUB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。UBL5は、前駆体mRNAスプライシング、姉妹染色分体接着、およびファンconi貧血経路に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBL5ウサギpAb
備考/別名	HUB1; UBL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	59286
免疫原	ヒトUBL5（NP_077268.1）のアミノ酸1-73に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZL1
タンパク質分子量	9kDa
輸送	保冷バッグ