


Anti-Ubqln1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Umx0

商品番号: CM0015159



前書き

ヒトUBQLN1に対するウサギポリクローナル抗体（ウェスタンブロットおよびELISA用）。マウスおよびラットと交差反応性を示します。Ubiquitin-1は、ユビキチン-プロテアソーム系、オートファジー、およびERAD経路の重要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBQLN1 Rabbit pAb
備考/別名	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29979
遺伝子ID	29979
免疫原	ヒトUBQLN1 (NP_038466.2) のアミノ酸480-540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UMX0
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスパック