

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Ubqln3 ポリクローナル抗体 - Q9H347

商品番号: CM0020919



前書き

UBQLN3 (Ubiquilin-3) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF-P、ELISAで検証済み。精巢特異的タンパク質研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBQLN3 ウサギ pAb
備考/別名	TUP-1; UBQLN3
種	ヒト
遺伝子ID	50613
免疫原	組換えタンパク質 ヒトUBQLN3 (NP_059509.1) のアミノ酸306-620に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H347
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ