

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ubqln4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrr5

商品番号: CM0019112

前書き

プロテアソーム分解およびDNA修復の調節因子である UBQLN4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン-プロテアソーム系およびオートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBQLN4ウサギpAb
備考／別名	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; Clorf6; UBQLN4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56893
遺伝子ID	56893
免疫原	ヒトUBQLN4 (NP_064516.2) の366～432番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRR5
タンパク質分子量	64kDa
輸送条件	保冷バッグ