

WbおよびElisa用抗Ubr5ウサギポリクローナル抗体 - O95071

商品番号: CM0015693



前書き

ヒトUBR5（E3ユビキチン・タンパク質リガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAでバリデーション済み。タンパク質品質管理、Wntシグナル伝達、DNA損傷応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBR5ウサギpAb
備考・別名	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51366
GeneID	51366
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95071
タンパク質分子量	309kDa
輸送条件	保冷バッグ