


抗UbtFウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17480

商品番号: CM0029670



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗UBTFウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。リボソームRNA遺伝子制御と核小体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBTF Rabbit pAb
備考／別名	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7343
GeneID	7343
免疫原	ヒトUBTF (NP_055048.1) のアミノ酸200～440番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17480
タンパク質分子量	89kDa
発送方法	保冷剤