

抗Uchl3ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15374

商品番号: CM0030318



前書き

脱ユビキチン化酵素であるヒトUCHL3を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ユビキチン依存性プロセスやDNA修復の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCHL3 ウサギpAb
別名	UCH-L3; UCHL3
対象種	ヒト
遺伝子ID	7347
免疫原	ヒトUCHL3（NP_005993.1）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15374
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋