

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Uchl3 ウサギモノクローナル抗体 - P15374

商品番号: CM0003664



前書き

ヒトUCHL3に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのUCHL3を検出します。脱ユビキチン化酵素およびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCHL3 ウサギ mAb
備考/別名	UCH-L3; UCHL3
種	ヒト
GeneID	7347
免疫原	合成ペプチド：ヒトUCHL3 (NP_005993.1) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15374
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ