


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Uchl5 ポリクローナル抗体 - Q9Y5K5

商品番号: CM0029027



前書き

UCHL5 ウサギ

ポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用としてバリデーション済みです。プロテアソームおよびINO80複合体における脱ユビキチン化酵素であるユビキチンカルボキシ末端ヒドロラーゼアイソザイムL5を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCHL5 ウサギ pAb
備考/別名	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51377
GeneID	51377
免疫原	ヒト UCHL5 (NP_001186190.1) のアミノ酸1-328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5K5
タンパク質分子量	38kDa
輸送	アイスパック