

Anti-Uckl1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Nwz5

商品番号: CM0024680

前書き

ヒトUCKL1（uridine-cytidine kinase-like 1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性があります。ウェスタンブロット、IHCパラフィン、ELISAで検証済みです。スクレオシド代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCKL1 Rabbit pAb
備考/別名	UCK1L; URKL1; UCKL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54963
GeneID	54963
免疫原	ヒトUCKL1（NP_060329.2）のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWZ5
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋