

Wb、Elisa用 抗Ucp1 ポリクローナル抗体 - P10861

商品番号: CM0018842

前書き

UCP1（ミトコンドリア褐色脂肪脱共役タンパク質1、サーモジェニン）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと反応。代謝研究および熱産生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1 ウサギ pAb
備考/別名	ミトコンドリア褐色脂肪脱共役タンパク質1
種	ブタ
遺伝子ID (ヒト)	7350
遺伝子ID (ブタ)	281561
免疫原	ウシUCP1 (NP_001160000.1) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10861
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ