

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Ucp1 ウサギ モノクローナル抗体 - P25874

商品番号: CM0003725



前書き

ヒトUCP1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。熱産生、エネルギー平衡、代謝疾患のメカニズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1 ウサギ mAb
備考/別名	UCP; SLC25A7; UCP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7350
遺伝子ID	7350
免疫原	ヒトUCP1 (NP_068605.1) のアミノ酸100-200に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P25874
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ