

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Ucp1ウサギモノクローナル抗体 - P12242

商品番号: CM0008557

前書き

ミトコンドリア褐色脂肪脱共役タンパク質1（UCP1/T hermogenin）を高い親和性で特異的に検出します。マウスおよびラットモデルにおける熱産生、エネルギーバランス、褐色脂肪組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1ウサギmAb
備考／別名	Ucp; Slc25a7
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	7350
遺伝子ID	22227
免疫原	合成ペプチド：マウスUCP1由来の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P12242
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ