

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ucp1ウサギポリクローナル抗体 - P25874

商品番号: CM0025358



前書き

ヒトUCP1（サーモジェニン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの褐色脂肪組織中の内在性UCP1を検出し、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1 ウサギpAb
備考/別名	UCP; SLC25A7; UCP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7350
GeneID	7350
免疫原	ヒトUCP1 (NP_068605.1)のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25874
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤