

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 Anti-Ucp1 ウサギポリクローナル抗体 - P25874

商品番号: CM0028632



前書き

ヒトUCP1（サーモゲニン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫原はアミノ酸154-253をカバーする組換えタンパク質です。ミトコンドリア熱産生および褐色脂肪組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1 Rabbit pAb
備考/別名	UCP; SLC25A7; UCP1
種	ヒト
遺伝子ID	7350
免疫原	ヒトUCP1（NP_068605.1）のアミノ酸154-253に相当する組換えタンパク質/合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P25874
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋