

Anti-Ucp1+Ucp3 ウサギモノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P12242 / P56501

商品番号: CM0003584

前書き

マウスUCP1およびUCP3を標的とするウサギモノクローナル抗体。IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと反応します。脂肪組織および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCP1+UCP3 ウサギ mAb
備考/別名	AI385626; Slc25a7; Ucp; UCP1+UCP3
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7350/7352
遺伝子ID	22227/22229
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P12242/P56501
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ