

## Anti-Ucp3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P55916

商品番号: CM0024687

### 前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで使用可能なウサギポリクローナル抗UCP3抗体。肥満、糖尿病、および代謝調節に関与する34 kDaのミトコンドリア脱共役タンパク質3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | UCP3 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | SLC25A9; UCP3                                        |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 7352                                                 |
| GeneID      | 7352                                                 |
| 免疫原         | ヒトUCP3 (NP_073714.1) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | P55916                                               |
| タンパク質分子量    | 34kDa                                                |
| 配送          | 氷袋                                                   |