

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ue2B モノクローナル抗体 - P63146

商品番号: CM0002836



前書き

ヒトUBE2B (RAD6B) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ユビキチン経路とDNA修復研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UBE2B ウサギ mAb
備考/別名	HR6B, UBC2, HHR6B, RAD6B, E2-17kDa
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7320
免疫原	ヒトUBE2B (P63146) のアミノ酸53-152に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63146
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ