

Wb、Elisa用抗Ufc1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y3C8

商品番号: CM0007227



前書き

ウェスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みの抗UFC1ウサギモノクローナル抗体です。ユフミル化経路における重要なE2様酵素であるヒト、マウス、ラットのUFC1を認識します。リボソーム再生、DNA損傷応答、ERファジー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFC1 ウサギmAb
備考/別名	NEDSG; HSPC155; UFC1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51506
遺伝子ID	51506
免疫原	組換えタンパク質：ヒトUFC1（NP_057490.2）のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3C8
タンパク質分子量	19kDa
発送	氷袋