


Wb、Elisa用 抗Ufd1L ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92890

商品番号: CM0025429



前書き

ヒトUFD1L（ユビキチン融合分解タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。小胞体関連分解およびユビキチン経路の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFD1L ウサギ pAb
備考/別名	UFD1L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7353
GeneID	7353
免疫原	組換えタンパク質; ヒトUFD1L (NP_005650.2)のアミノ酸1-307を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92890
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ