


Anti-Ufd1L ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q92890

商品番号: CM0029689



前書き

ヒトUFD1Lを標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。UFD1Lは、小胞体関連タンパク質分解（ERAD）および分裂期の調節において機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFD1L Rabbit pAb
備考/別名	UFD1L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7353
GeneID	7353
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92890
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ