


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ufl1ウサギポリクローナル抗体 - O94874

商品番号: CM0021580



前書き

ヒトUFL1（E3

UFM1プロテインリガーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ufmylation、ERストレス、DNA損傷研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFL1ウサギpAb
備考／別名	NLBP ; RCAD ; Maxer ; KIAA0776 ; UFL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23376
GeneID	23376
免疫原	ヒトUFL1（NP_056138.1）のアミノ酸601～794に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94874
タンパク質分子量	90kDa
輸送	保冷バッグ