


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ufm1モノクローナル抗体 - P61960

商品番号: CM0002216



前書き

ヒトUFM1（ユビキチン折り畳み修飾因子1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA損傷、小胞体ストレス、リボソーム再生におけるUFMylationの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFM1 Rabbit mAb
備考/別名	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51569
遺伝子ID	51569
免疫原	ヒトUFM1 (P61960) のアミノ酸1-85以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61960
タンパク質分子量	9kDa
配送	氷袋