


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Ufm1ポリクローナル抗体 - P61960

商品番号: CM0021867



前書き

ヒトUFM1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユフミル化（ufmylation）、リボソーム生物学、小胞体ストレス研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UFM1 Rabbit pAb
備考/別名	HLD14; BM-002; C13orf20; UFM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51569
遺伝子ID	51569
免疫原	ヒトUFM1 (NP_057701.1) のアミノ酸1-63に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61960
タンパク質分子量	9kDa
配送	氷袋