


Ihc-PおよびElisa用抗Ugdhポリクローナル抗体 - O60701

商品番号: CM0018574



前書き

UGDH（UDP-グルコース6-デヒドロゲナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、免疫組織化学（IHC-P）およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、グリコサミノグリカン生合成や神経発達疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGDH ウサギ pAb
備考/別名	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7358
GeneID	7358
免疫原	ヒトUGDH（NP_003350.1）のアミノ酸165～494に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60701
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	氷袋