


ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Ugdh ウサギポリクローナル抗体 - O60701

商品番号: CM0014653



前書き

UGDH（UDP-グルコース 6-デヒドロゲナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。グリコサミノグリカン合成の鍵酵素であるヒトおよびマウスUGDH（予測分子量55 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGDH ウサギ pAb
備考/別名	GDH; UGD; DEE84; EIEE84; UDPGDH; UDP-GlcDH; UGDH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7358
GeneID	7358
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60701
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ