

抗Uggt1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nyu2

商品番号: CM0028176

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗UGGT1ウサギポリクローナル抗体です。小胞体の糖タンパク質折り畳みセンサーであるヒト、マウス、ラットのUGGT1（177 kDa）を検出します。小胞体ストレスやタンパク質品質管理の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGGT1 Rabbit pAb
別名	UGT1; HUGT1; UGCGL1; UGGT1
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56886
免疫原	ヒトUGGT1（NP_064505.1）のアミノ酸1456～1555番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYU2
タンパク質分子量	177kDa
発送	氷袋梱包