

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Ugt1A1ポリクローナル抗体 - P22309

商品番号: CM0029039

前書き

このヒトUGT1A1 (SWISS: P22309)
ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで
検証済みです。UDP-
グルクロノシルトランスフェラーゼの研究に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT1A1 Rabbit pAb
備考/別名	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54658
遺伝子ID	54658
免疫原	ヒトUGT1A1 (NP_000454.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22309
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスパック