

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Ugt1A1ポリクローナル抗体 - P22309

商品番号: CM0017770

前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギ由来ポリクローナルUGT1A1抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のUDP-グルクロノシルトランスフェラーゼ1A1を検出します。薬物代謝、ビリルビン抱合、毒性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT1A1 Rabbit pAb
略称/別名	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BILIQTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54658
GeneID	54658
免疫原	ヒトUGT1A1 (NP_000454.1) のアミノ酸1〜200番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22309
タンパク質分子量	60 kDa
発送方法	氷袋