

Anti-Ugt1A1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22309

商品番号: CM0006840

前書き

ヒトUGT1A1に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ラットと交差反応します。第II相薬物代謝、ビリルビン抱合、およびホルモングルクロン酸化研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT1A1 Rabbit mAb
備考/別名	GNT1; UGT1; UDPGT; UGT1A; HUG-BR1; BIL1QTL1; UDPGT 1-1; UGT1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54658
遺伝子ID	54658
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P22309
タンパク質分子量	60 kDa
配送	アイスパック