

Wb、Elisa用 抗Ugt1A6ポリクローナル抗体 - P19224

商品番号: CM0023308

前書き

ヒトUGT1A6（UniProt P19224）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに使用できます。ヒトおよびマウスサンプル中の内因性UGT1A6を検出します。薬物代謝および解毒研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT1A6 ウサギ pAb
備考/別名	GNT1, UGT1, HLUGP, UDPGT, UGT1A, UGT1C, UGT1E, UGT1F, HLUGP1, UGT-1A, UGT-1C, UGT-1E, UGT-1F, UGT1.1, UGT1.3, UGT1.5, UGT1.6, UGT1A1, UGT1A3, UGT1A5, UGT1-01, UGT1-03, UGT1-05, UGT1-06, UGT1A6S, hUG-BR1, UDPGT 1-6, UGT1A6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54578
免疫原	ヒト UGT1A6 (NP_001063.2) のアミノ酸 65-270 に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19224
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ