

Anti-Ugt1A6ポリクローナ抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P19224

商品番号: CM0020102

前書き

ヒトUGT1A6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。
ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。
薬物代謝および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT1A6 Rabbit pAb
備考/別名	GNT1; UGT1; HLUGP; UDPGT; UGT1A; UGT1C; UGT1E; UGT1F; HLUGP1; UGT-1A; UGT-1C; UGT-1E; UGT-1F; UGT1.1; UGT1.3; UGT1.5; UGT1.6; UGT1A1; UGT1A3; UGT1A5; UGT1-01; UGT1-03; UGT1-05; UGT1-06; UGT1A6S; hUG-BR1; UDPGT 1-6; UGT1A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54578
GeneID	54578
免疫原	ヒトUGT1A6（NP_001063.2）のアミノ酸65-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19224
タンパク質 分子量	61kDa
配送	アイスパック