

Wb・Elisa用抗Ugt2B10ウサギポリクローナル抗体 - P36537

商品番号: CM0028693



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗UGT2B10ポリクローナル抗体です。第II相UDP-グルクロノシルトランスフェラーゼであるヒト、マウス、ラットのUGT2B10（61 kDa）を認識します。薬物代謝および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT2B10 Rabbit pAb
別名	UDPGT2B10; UGT2B10
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7365
遺伝子ID	7365
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36537
タンパク質分子量	61kDa
発送方法	保冷剤