


Anti-Ugt2B17 ウサギポリクローナル抗体（If/IccおよびElisa用） - O75795

商品番号: CM0019624



前書き

ヒトUGT2B17（ステロイドホルモンのグルクロン酸抱合における重要な酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。薬物代謝および内分泌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UGT2B17 ウサギ pAb
備考/別名	BMND12; UDPGT2B17; UGT2B17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7367
GeneID	7367
免疫原	ヒトUGT2B17 (NP_001068.1) のアミノ酸50-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75795
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ