

WbおよびElisa用抗Uhrf1ポリクローナル抗体 - Q96T88

商品番号: CM0030537



前書き

ヒトUHRF1（ICBP90/Np95）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。DNAメチル化、ヒストン修飾、がん生物学を含むエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] UHRF1 ウサギpAb
備考/別名	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29128
GeneID	29128
免疫原	ヒトUHRF1 (NP_037414.3) のアミノ酸672-793番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96T88
タンパク質分子量	90kDa
発送	氷袋梱包