

Wb、Elisa用抗Uhrf1ポリクローナル抗体 - Q96T88

商品番号: CM0022604



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の高品質なUHRF1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスの標的を認識します。DNAメチル化およびクロマチン修飾の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UHRF1 Rabbit pAb
備考/別名	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95; UHRF1
種	ヒト
遺伝子ID	29128 (ヒト)
免疫原	ヒトUHRF1 (NP_001041666.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96T88
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスパック