

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Uhrf1ウサギモノクローナル抗体 - Q96T88

商品番号: CM0011823



前書き

ヒトUHRF1 (SWISS Q96T88) に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。DNAメチル化の継承およびクロマチン修飾における主要なエピジェネティック制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] UHRF1ウサギmAb
備考／別名	Np95; hNP95; ICBP90; RNF106; TDRD22; hUHRF1; huNp95
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29128
遺伝子ID	29128
免疫原	ヒトUHRF1 (NP_001276981.1) のアミノ酸1～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T88
タンパク質分子量	90kDa
輸送	保冷バッグ