

WbおよびElisa用 Anti-Uhrf2 ウサギポリクローナル抗体 - Q7Tmi3

商品番号: CM0023127

前書き

マウスUHRF2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。DNAメチル化と細胞周期調節における重要なE3ユビキチンリガーゼである、ヒト、マウス、ラットのUHRF2を検出します。エピジェネティクスおよびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Uhrf2 Rabbit pAb
備考/別名	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
種	マウス
GeneID (ヒト)	115426
GeneID	109113
免疫原	マウスUhrf2 (NP_659122.2) のアミノ酸76-359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7TMI3
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスパック