

WbおよびElisa用抗Uhrf2ウサギポリクローナル抗体 - Q7Tmi3

商品番号: CM0015428

前書き

マウスUhrf2（E3ユビキチンタンパク質リガーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットと反応します。DNAメチル化、細胞周期調節、DNA修復経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Uhrf2ウサギpAb
備考／別名	Nirf; 2310065A22Rik; D130071B19Rik; Uhrf2
種	マウス
GeneID（ヒト）	115426
GeneID	109113
免疫原	マウスUhrf2（NP_659122.2）のアミノ酸76～359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q7TMI3
タンパク質分子量	90 kDa
発送	保冷バッグ