

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Uimc1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q96RL1

商品番号: CM0028450



前書き

ヒトUIMC1 (RAP80) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。免疫原：N末端1-150アミノ酸。DNA損傷および修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UIMC1 ウサギ pAb
備考/別名	RAP80; X2HRIP110; UIMC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51720
遺伝子ID	51720
免疫原	ヒトUIMC1 (NP_057374.3) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96RL1
タンパク質分子量	80kDa
配送	保冷バッグ