

Anti-Ulbp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Bzm6

商品番号: CM0016731

前書き

ヒトULBP1（NKG2Dリガンド1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。免疫監視およびNK細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ULBP1 ウサギ pAb
備考/別名	N2DL-1; RAET1I; NKG2DL1; ULBP1
種	ヒト
遺伝子ID	80329 (ヒト)
免疫原	ヒトULBP1 (NP_079494.1) のアミノ酸26-216を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZM6
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ