

Anti-Ulk1（リン酸化

S555）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75385

商品番号: CM0001264



前書き

Phospho-ULK1-

S555ウサギmAbは、Ser555でリン酸化されたULK1を特異的に検出します。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。オートファジーおよびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ULK1-S555 Rabbit mAb
備考/別名	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408
GeneID	8408
免疫原	合成ペプチド：ヒトULK1（NP_003556.2）のS555周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスバッグ