

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ulk1 ポリクローナル抗体 - O75385

商品番号: CM0028314



前書き

ULK1 ウサギ

ポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA用として検証済みです。113kDaのオートファジーキナーゼULK1を認識します。オートファジー研究に適しています。UniProt O75385。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ULK1 ウサギ pAb
備考/別名	ATG1, ATG1A, UNC51, hATG1, Unc51.1, ULK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408
GeneID	8408
免疫原	ヒト ULK1 (NP_003556.1) のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113kDa
発送	保冷バッグ